



Tedequim

**INSTRUCCIONES DE USO
TEDEQUIM® CLARIDENT X**

PÁGINA.....	2
PÁGINA.....	3

**INSTRUCTIONS FOR USE
TEDEQUIM® CLARIDENT X**

PAGE.....	4
PAGE.....	5

TEDEQUIM® CLARIDENT X

MEZCLA INSTANTÁNEA Y APLICACIÓN DIRECTA.

uso profesional exclusivo.

Leer detenidamente antes de utilizar.

Clarident X es un kit de blanqueamiento dental, diseñado para tratamientos en consultorio en un solo paciente.

El agente blanqueador de Clarident X es el peróxido de hidrógeno, siendo éste el más fuerte oxidante dentro de los peróxidos, produciendo limpieza y aclaramiento de dientes vitales y no vitales.

La efectividad de Clarident X está ampliamente comprobada en manchas producidas por fluorosis, tetraciclina, nicotina, algunos alimentos, edad, etc. Sin embargo, para el caso de manchas de fluorosis y tetraciclina graves o de tercer grado es aconsejable utilizar técnica de microabrasión con Clarident TA.

Instrucciones de uso

Realizar un diagnóstico preciso del origen de la coloración anormal.

- 1- Controlar que la encía esté sana en la zona a blanquear.
- 2- Tratar caries y posibles filtraciones.
- 3- Tratar sensibilidad con TEDEQUIM® Kdesin antes de la aplicación del gel blanqueador.
- 4- Es conveniente realizar un tratamiento completo de profilaxis. No usar materiales que contengan glicerina o flúor.
- 5- Aislar encías con TEDEQUIM® Barrera gingival.
- 6- Evaluar la tonalidad de los dientes antes del tratamiento y fotografiar.
- 7- Preparar el gel blanqueador como se indica a continuación:
Destape la jeringa Factor B y coloque el conector bien enroscado. Luego destape la jeringa Factor A y únalo al conector. Haga pasar el factor A en la jeringa con Factor B y viceversa. Se repite el pasaje unas 6 a 8 veces hasta homogenizar. Por último, retire el conector y la jeringa vacía.
- 8- Aplicar Clarident X con la punta aplicadora sobre las piezas dentales a blanquear con un espesor de 2 a 3 mm.

No utilizar espátulas metálicas.

- 9- Dejar actuar unos 40 minutos y repetir el proceso, si es necesario, utilizando el resto del producto.
- 10- Succionar el gel, enjuagar con abundante agua, retirar el aislamiento gingival.
Evaluar la tonalidad y registrar con fotografía.
- 11- El número de sesiones dependerá de la gravedad del caso. Al finalizar las sesiones realizar una topicación con TEDEQUIM® Kdesin, desensibilizante a base de nitrato de potasio y flúor. Dejar actuar el tiempo necesario de acuerdo a la sensibilidad del paciente. Luego retirar el excedente.
- 12- Recomendar al paciente no comer por una hora como mínimo. Si el paciente tiene sensibilidad, desaparecerá en uno o dos días.
- 13- Indicarle al paciente, realizar una dieta blanca post blanqueamiento.



Tedequim

+54 3543 448260
info@tedequim.com
www.tedequim.com

Tedequim SRL
Bv. de los Polacos 6136, X5147GGP
Córdoba, Argentina

Recomendaciones

- Utilizar guantes.
- Durante el tratamiento el esmalte se encuentra especialmente permeable. Se debe prevenir al paciente sobre el consumo de cigarrillos o alimentos que puedan pigmentarlo. Si el tratamiento se realizó en una sesión, la dieta blanca debe realizarse por lo menos durante 2 días.
- Si el producto fue guardado en heladera, utilizarlo después que haya adquirido temperatura ambiente.

Precauciones

No poner en contacto de piel o mucosa, en caso que ello ocurra, lavar con abundante agua durante unos minutos o cubrir la lesión con TEDEQUIM® Protector Gingival y labial.

Contraindicaciones

- No utilizar en pacientes con sensibilidad dentinaria.
- No aplicar en dentina ni en dientes cariados.
- No exponer en zonas con posibles filtraciones.

Presentación

- Factor A: Peróxido de hidrógeno, 1,5 ml.
- Factor B: gel 0,5 g.
- KDESIN Desensibilizante a base de nitrato de potasio y fluoruro de sodio, 2 ml.
- Accesorios.

Almacenamiento

Conservar entre 4 y 20 °C.

Aprobado por la ANMAT PM 1277-29

Venta exclusiva a profesionales e Instituciones sanitarias.

Director técnico: Miryam Della Vedova-Farmacéutica - Matrícula N° 2107.

Elaborado por TEDEQUIM SRL

Bv. de los Polacos 6136 - X5147 Córdoba- Argentina

TEL:+54 3543 448260

Rev. C



Tedequim

+54 3543 448260
info@tedequim.com
www.tedequim.com

Tedequim SRL
Bv. de los Polacos 6136, X5147GGP
Córdoba, Argentina

TEDEQUIM®

CLARIDENT X

INSTANT MIXING AND DIRECT APPLICATION.

For professional use only

Read carefully before use.

Clarident X is an in-office dental bleaching kit intended for single-patient treatment.

The whitening agent in Clarident X is hydrogen peroxide, the most powerful oxidizing agent among peroxides, providing effective cleaning and whitening of both vital and non-vital teeth.

The effectiveness of Clarident X is well-established for stains caused by fluorosis, tetracycline, nicotine, certain foods, aging, etc. However, in cases of severe fluorosis or third-degree tetracycline staining, it is recommended to use a microabrasion technique with Clarident TA.

Instructions for use:

Perform an accurate diagnosis of the origin of the discoloration.

- 1- Ensure the gingiva in the treatment area is healthy.
- 2- Treat caries and any possible microleakage.
- 3- Treat hypersensitivity with TEDEQUIM® Kdesin before applying the whitening gel.
- 4- It is advisable to perform a complete prophylaxis. Do not use materials containing glycerin or fluoride.
- 5- Isolate the gingiva using TEDEQUIM® Gingival Barrier.
- 6- Evaluate and photograph the tooth shade before the procedure.
- 7- Prepare the whitening gel as follows:
Remove the cap from the Factor B syringe and securely attach the connector.
Then remove the cap from the Factor A syringe and connect it to the other end of the connector.
Pass Factor A into the Factor B syringe and vice versa.
Repeat the exchange process 6 to 8 times until homogenized.
Finally, remove the connector and the empty syringe.
- 8- Apply Clarident X using the applicator tip onto the teeth to be whitened, with a thickness of 2 to 3 mm.
Do not use metal spatulas.
- 9- Leave the gel on for approximately 40 minutes. If necessary, repeat the procedure using the remaining product.
- 10- Suction the gel, rinse thoroughly with water, and remove the gingival barrier.
Evaluate and photograph the tooth shade.
- 11- The number of sessions will depend on the severity of the case.
At the end of the sessions, apply TEDEQUIM® Kdesin, a desensitizing agent based on potassium nitrate and fluoride.
Allow it to act according to the patient's level of sensitivity, then remove the excess.
- 12- Advise the patient not to eat for at least one hour. If the patient



Tedequim

+54 3543 448260
info@tedequim.com
www.tedequim.com

Tedequim SRL
Bv. de los Polacos 6136, X5147GGP
Córdoba, Argentina

experiences sensitivity, it will subside in one or two days.
13-Recommend a white diet after the whitening treatment.

Additional Recommendations:

Use gloves during the procedure.

During treatment, the enamel becomes especially permeable. Patients must be warned to avoid smoking or consuming staining foods or drinks.

If the treatment is performed in a single session, the white diet should be followed for at least two days.

If the product has been refrigerated, allow it to reach room temperature before use.

Precautions:

Avoid contact with skin or mucosa. If contact occurs, rinse thoroughly with water for several minutes or cover the area with TEDEQUIM® Gingival and Lip Protector.

Contraindications:

- Do not use in patients with dentin hypersensitivity.
- Do not apply to dentin or carious teeth.
- Do not apply in areas with possible microleakage.

Contents:

- Factor A: Hydrogen peroxide, 1.5 ml
- Factor B: Gel, 0.5 g
- KDESIN: Desensitizing agent based on potassium nitrate and sodium fluoride, 2 ml
- Accessories

Storage conditions:

Store between 4 and 20 °C.

Autorized by ANMAT PM 1277-29

Technical director: Miryam Della Vedova - Pharmacist - Licence 2107

Exclusive sale to professionals and sanitary facilities

Manufactured by TEDEQUIM SRL

Bv. De los Polacos 6136- Los Boulevares

X5147GGP Córdoba - Argentina

Tel: 54-3543-448260

www.tedequim.com.ar

Rev.C