



Tedequim

INSTRUCCIONES DE USO
TEDEQUIM® ACIDENT
PÁGINA..... 2; 3

INSTRUCTIONS FOR USE
TEDEQUIM® ACIDENT
PAGE..... 4; 5

ACIDENT
Gel Tópico Ácido
Gel tópico de iones fluoruro 1,23 %

Indicaciones:

Gel tópico para prevención de caries.

La presencia de fluor hace que el esmalte o dentina sean más resistentes a la disolución ácida y de esta manera menos susceptible a caries. Este producto es de gran importancia en la profilaxis de caries dental.

Los geles con fluoruro de sodio a pH ácido son de rápida aplicación.

Instrucciones para su uso:

1. Eliminar placa bacteriana, secar la superficie dentaria con aire.
2. Elegir una cubeta descartable de tamaño acorde a la boca del paciente.
3. Llenar 1/3 de la cubeta con gel y aplicar durante **1 minuto**.
4. Luego retirar la cubeta y hacer que el paciente elimine el exceso del gel, sin enjuagar.
5. Advertir al paciente que no debe comer ni beber durante 30 minutos.
6. También se puede utilizar colocando el gel con cepillo o espátulas, pero siempre debe actuar un minuto como mínimo.

Recomendaciones:

Las aplicaciones con fines preventivos se deben repetir cada seis meses. En caso de mayor actividad cariogénica es conveniente realizar la topicación cada tres meses.

Utilizar cubetas descartables

Advertencias:

Si después de la aplicación el paciente manifiesta reacción alérgica en encía, se puede eliminar el gel con enjuagues.

- No utilice geles ácidos con fluoruros en pacientes que posean restauraciones.
- No aplicar en pacientes con:
 - Gingivitis ulcerosa.
 - Estomatitis.

Cuidados en la manipulación:

- No colocar en la cubeta exceso de gel de modo que rebalse.
- Manténgase en lugar fresco.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

Composición:

iones fluoruro 1,23%, ác. Fosfórico c.s.p pH: 3,0 - 3,5, excipientes c.s. p 100%.

Almacenamiento:

Mantener entre 15°C y 30 °C. No almacenar cerca de fuentes de calor.

Autorizado por ANMAT PM 1277-21.

Venta exclusiva a profesionales e Instituciones sanitarias

Director Técnico: Miryam Della Vedova. Farmacéutica - Mat. 2107

Elaborado por: TEDEQUIM SRL

Bv. De los Polacos 6136 - 5147 Córdoba - Argentina

Tel: +54 3543 448260

www.tedequim.com

Rev. A

ACIDENT
Topical Acide Gel
Topical gel of fluoride ions 1.23%.

Indications:

Topical gel for caries prevention.

The presence of fluoride makes the enamel or dentin more resistant to acid dissolution and therefore less susceptible to caries. This product is great for the prophylaxis of dental caries.

Sodium fluoride gels at acid pH are quick to apply.

Instructions for use:

1. Remove bacterial plaque, dry the tooth surface with air.
2. Choose a disposable bucket according to the size of the patient's mouth.
3. Fill 1/3 of the bucket with gel and apply for 1 minute.
4. Remove the bucket and ask the patient to remove the excess gel, without washing.
5. Warn the patient not to eat or drink for 30 minutes.
6. The gel can also be used with a brush or spatula. Always leave it act for at least one minute.

Recommendations:

Applications for preventive purposes should be repeated every six months. In case of greater cariogenic activity it is convenient to perform the topicalization every three months.

Use disposable buckets.

Warnings:

If after the application the patient manifests allergic reaction in gum, the gel can be eliminated with rinses.

- Do not use acid gels with fluorides in patients with restorations.
- Do not apply in patients with:
 - Ulcerative gingivitis.
 - Stomatitis.

Care in the manipulation:

Do not place excess gel in the bucket so that it overflows.

Keep in a cool place.

Keep of the reach of children.

Composition:

Fluoride ions 1.23%, Phosphoric acid c.s.p pH: 3.0 - 3.5, excipients c.s. p 100%.

Storage:

Keep between 15°C and 30 °C. Do not store near heat sources

Autorized by ANMAT PM 1277-21

Technical director: Miryam della Vedova - Pharmacist - Licence 2107

Exclusive sale to professionals and sanitary facilities

Manufactured by TEDEQUIM SRL

Bv. De los Polacos 6136- Los Boulevares

X5147GGP Córdoba - Argentina

Tel: 54-3543-448260

www.tedequim.com.ar

Rev. A