



Tedequim

**INSTRUCCIONES DE USO
TEDEQUIM® HEMODEN
PÁGINA..... 2; 3**

**INSTRUCTIONS FOR USE
TEDEQUIM® HEMODEN
PAGE..... 4; 5**

TEDEQUIM® HEMODEN

Los compuestos hidrosolubles de aluminio como HEMODEN, son a la vez hemostáticos y astringentes. La acción astringente ofrece la principal indicación de su uso en odontología, que es disminuir o detener la hemorragia capilar y reducir la inflamación de la membrana mucosa. La acción de los astringentes está limitada a la superficie del tejido con el que contactan en forma directa; no penetran en la célula y su acción astringente es transitoria.

Instrucciones para su uso:

- Aplicar impregnando una torunda de algodón o gasa con HEMODEN. Presionar sobre la zona sangrante. Dejar actuar unos minutos y luego enjuagar.
- Cuidados en la manipulación: Como HEMODEN es una sal disuelta en agua, no posee cuidados especiales en su manipulación.

Precauciones, advertencias y recomendaciones:

- Utilizar guantes.
- No ingerir.
- En el caso de hemorragias agudas, es posible que no sea suficiente la aplicación de este producto y se deba recurrir a otros hemostáticos o vasos constrictores.
- Si el paciente manifiesta ardor, irritación, se puede eliminar simplemente enjuagando con abundante agua. Esto puede ocurrir debido a que las soluciones de aluminio son ácidas y pueden producir irritación sobre los tejidos blandos en algunos casos.
- No aplicar en pacientes con:
 - Alergia.
 - Gingivitis ulcerosa.
 - Estomatitis.
 - Hemorragias agudas.
- Mantenerlo fuera del alcance de los niños.

Composición:

Solución de sulfato de potasio y aluminio al 10%.

Presentación:

Envase gotero x 20 ml

Almacenamiento:

Conservar bien cerrado, protegida de la luz y a temperaturas entre 4 y 30^a C preferentemente.

Aprobado por la ANMAT PM 1277-15

Venta Exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias

Dirección Técnica: Miryam Della Vedova - Farmacéutica- Mat. 2107

Ind.Argetnina

Elaborado por: TEDEQUIM SRL

Bv. De los Polacos 6136- X5147GGP Córdoba- Argentina

Tel:+ 54-3543-448260

www.tedequim.com

Rev. B

HEMODEN

Aluminum potassium sulfate hemostatic solution

Water-soluble aluminum products are both hemostatic and astringents. HEMODEN is a local action agent, an effective astringent that causes the contraction of tissue by settling down the blood proteins and creating a coagulum. When applying to the mucous membrane slightly swollen and edematous, it reduces the membrane permeability of capillary cellules. Thus, the movement of plasmatic proteins along the capillary ceases and the local edema, swelling and tissue fluids are reduced.

Astringents action is temporary and it only takes place on the tissue surface where it is directly in contact with; it doesn't penetrate (inside) the cellules.

Indications:

Its main use in dentistry is to cease or stop the capillary hemorrhage and reduce the mucous membrane inflammation.

Instructions of use:

A cotton pellet soaked in HEMODEN is rubbed (with moderate pressure) against the cut tissue. After waiting for astringent to take action, the area is cleaned with air/water spray. If bleeding persists, repeat until hemostasis is achieved.

Cautions, Warnings and Recommendations:

Aluminum solutions are acid and can produce irritation over soft tissues.

- Wear gloves.
- Do not eat.
- In the case of acute hemorrhages, the application of this product may not be enough and other hemostats or constrictor vessels may have to be used.
- If the patient shows burning, irritation, it can be eliminated simply by rinsing with plenty of water. . This can occur because aluminum solutions are acidic and can irritate soft tissues in some cases.
- Do not apply in patients with:
 - Allergy.
 - Ulcerative gingivitis.
 - Stomatitis.
 - Acute bleeding.
- Keep it out of the reach of children.

Storage conditions:

Keep between 4° and 30° C in closed bottle.

Content:

20 ml.

Active ingredient:

Potassium and aluminum sulfate

Autorized by ANMAT PM 1277-15

Technical director: Miryam della Vedova - Pharmacist - Licence 2107

Exclusive sale to professionals and sanitary facilities

Manufactured by TEDEQUIM SRL

Bv. De los Polacos 6136- Los Boulevares

X5147GGP Córdoba - Argentina

Tel: 54-3543-448260

www.tedequim.com.ar

Rev. B